

FICHA TÉCNICA

ACCESORIO: ELECTRODO CLAMPS BANANA TIPO BROCHE

MARCA: CAREMED

MODELO: EKAA10-LPA – EKAA10-LNA

INVIMA: 2022DM-0026642

PAÍS DE ORIGEN: CHINA

CLAMP PEDIÁTRICO



Características técnicas:

- Set AHA, rojo (R), amarillo (L), verde (F), negro (RF)
- Medición precisa y respuestas rápidas
- Sin látex
- Compatibilidad: todos los ECG en reposo recomendados para GE-Marquette Schiller Bionet Mortala Burdick

CONTÁCTENOS

310 239 4868 / 313 840 8686
CARRERA 71D NO. 48A-54 BOGOTÁ



COMERCIAL@XINGMEDICAL.COM
WWW.XINGMEDICAL.COM

CLAMP ADULTO



Características técnicas:

- Set AHA, rojo (R), amarillo (L), verde (F), negro (RF)
- Medición precisa y respuestas rápidas
- Sin látex
- Compatibilidad: todos los ECG en reposo recomendados para GE-Marquette Schiller Bionet Mortala Burdick

CONTÁCTENOS

